

## Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH unter Mitwirkung der „4+4-Arbeitsgruppe“

# Zur Auswahl der PVC-Testfläche für die VAH-Testmethode 14.2 bzw. EN 16615 zur Flächendesinfektion

### Hintergrund

Die Firma DLW stellt die im VAH-Methodenbuch unter A 2.2 beschriebene Testfläche **DLW Solid PUR** für den 4-Felder-Test (VAH Methode 14.2 / EN 16615) nicht mehr her.

Vergleichende Untersuchungen des VAH haben gezeigt, dass als Ersatz entweder der PVC-Bodenbelag Mipolam Troplan PUR Evercare™ der Firma Gerflor Mipolam GmbH oder die PVC-Freischäumplatte FOREX classic der Firma thyssenkrupp Plastics GmbH verwendet werden können.

Im Prüfbericht ist aufgrund der alternativen Verwendung ab sofort die Testfläche zu spezifizieren.

Prüfberichte mit der ursprünglich vorgeschlagenen Testfläche DLW Solid PUR behalten ihre Gültigkeit.

Im VAH-Methodenbuch (1) ändern sich die betreffenden Kapitel wie folgt:

#### 14.2.4 Materialien

##### 14.2.4.1 Testflächen

Als Testflächen dienen:

PVC-Bodenbelag mit PUR (Polyurethan) Coating, Abmessung 20 × 50 cm, Dicke 2 mm (z.B. Mipolam Troplan PUR Evercare™, Artikel-Nr. 85931006, Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf). Vorreinigung erfolgt mit 70%igem n-Propanol ohne weitere Zusätze.

oder:

PVC-Freischäumplatte mit der Abmessung 20 × 50 cm, Dicke 2 mm (z.B. FOREX classic, weiß matt einseitig mit Folie, MatNr.: SFSFOXC020RWH1F, thyssenkrupp Plastics GmbH, Widdersdorfer Str. 158, 50825 Köln). Vorreinigung der folienfreien Fläche erfolgt mit 70%igem n-Propanol ohne weitere Zusätze. Beidseitige Verwendung ist möglich, wenn die Folie bei erneuter Ver-

wendung vor der Testung abgezogen wird und eine Reinigung mit 70%igem n-Propanol ohne weitere Zusätze erfolgt.

#### A 2.2 (zu Kapitel 14.2)

Testflächen:

PVC-Bodenbelag mit PUR (Polyurethan) Coating, Abmessung 20 × 50 cm, Dicke 2 mm (z.B. Mipolam Troplan PUR Evercare™, Artikel-Nr. 85931006, Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf).

oder:

PVC-Freischäumplatte mit der Abmessung 20 × 50 cm, Dicke 2 mm (z.B. FOREX classic, weiß matt einseitig mit Folie, MatNr.: SFSFOXC020RWH1F, thyssenkrupp Plastics GmbH, Widdersdorfer Str. 158, 50825 Köln).

Beide Testflächen sind ab sofort auch über die VAH-Geschäftsstelle zu beziehen.

#### Kontakt zur Geschäftsstelle:

Desinfektionsmittel-Kommission im VAH  
c/o Institut für Hygiene und Öffentliche  
Gesundheit Universitätsklinikum Bonn  
AöR

Desinfektionsmittel-Testung  
Sigmund-Freud-Str. 25  
53127 Bonn

Tel.: 0049 (0)228 287 1 4022

E-mail: [info@vah-online.de](mailto:info@vah-online.de)

Webseite: [www.vah-online.de](http://www.vah-online.de)

Webshop: <https://vah-online.de/de/shop>

#### Literatur

1. Desinfektionsmittelkommission im VAH. Methoden und Anforderungen zur VAH-Zertifizierung von chemischen Desinfektionsverfahren. mhp Verlag GmbH: Wiesbaden. Grundwerk mit zwei Ergänzungslieferungen. Stand: 25.4.2018.